

AFO - Scegliere la misura

come prendere le misure del piede per scegliere in modo corretto la scarpa

Per capire quale misura è la più adatta al vostro piede o al piede del vostro bimbo dovete eseguire queste semplici operazioni.

PASSO 1: Rilevare le misure

E' composto da 5 semplici misurazioni:


A: Lunghezza totale del piede

B: Circonferenza nel punto più largo del piede oltre il terminale delle dita escludendo la pianta

B1: Larghezza della pianta del piede nel medesimo punto della misurazione B

C: Circonferenza del metatarso

D: Circonferenza prendendo come punti di riferimento il collo del piede



NB: per le misure C,D si fa sempre riferimento alla totale circonferenza del piede.

PASSO 2: Fare riferimento alla atbella sotto riportata

N°	A	B	C	D	B1
20	13,30 cm	16,70 cm	18,00 cm	22,20 cm	5,92 cm
21	13,95 cm	17,15 cm	18,50 cm	22,85 cm	6,10 cm
22	14,60 cm	17,60 cm	19,00 cm	23,50 cm	6,28 cm
23	15,30 cm	18,05 cm	19,50 cm	24,15 cm	6,46 cm
24	15,95 cm	18,50 cm	20,00 cm	24,75 cm	6,64 cm
25	16,60 cm	18,95 cm	20,50 cm	25,40 cm	6,82 cm
26	17,30 cm	19,40 cm	21,00 cm	26,10 cm	7,00 cm
27	17,95 cm	19,85 cm	21,50 cm	26,65 cm	7,18 cm
28	18,60 cm	20,30 cm	22,00 cm	27,30 cm	7,36 cm
29	19,60 cm	20,80 cm	22,70 cm	28,05 cm	7,54 cm
30	19,95 cm	21,25 cm	23,30 cm	28,70 cm	7,72 cm
31	20,60 cm	21,70 cm	23,70 cm	29,35 cm	7,90 cm
32	21,30 cm	22,15 cm	24,20 cm	30,00 cm	8,08 cm
33	21,95 cm	22,60 cm	24,70 cm	30,65 cm	8,26 cm
34	22,55 cm	23,10 cm	25,50 cm	31,50 cm	8,44 cm
35	23,10 cm	23,55 cm	26,00 cm	32,15 cm	8,62 cm
36	23,90 cm	24,00 cm	26,50 cm	32,85 cm	8,80 cm
37	24,55 cm	24,45 cm	27,00 cm	33,50 cm	8,98 cm
38	25,25 cm	24,90 cm	27,60 cm	34,20 cm	9,16 cm
39	25,90 cm	25,35 cm	28,10 cm	34,90 cm	9,34 cm
40	26,55 cm	25,80 cm	28,60 cm	35,55 cm	9,52 cm
41	27,25 cm	26,25 cm	29,20 cm	36,20 cm	9,70 cm
42	27,90 cm	26,70 cm	29,70 cm	36,90 cm	9,88 cm
43	28,55 cm	27,15 cm	30,20 cm	37,55 cm	10,06 cm
44	29,25 cm	27,60 cm	30,70 cm	38,25 cm	10,24 cm
45	29,90 cm	28,05 cm	31,30 cm	38,90 cm	10,42 cm