

## AFO MAXI - Choisissez la taille

### comment prendre les mesures du pied pour bien choisir la chaussure

Pour comprendre quelle taille convient le mieux à votre pied ou au pied de votre bébé, vous devez effectuer ces opérations simples.

#### ÉTAPE 1: prendre des mesures

C'est composé de 5 mesures simples:


A: Longueur totale du pied

B: Circonférence au point le plus large du pied au-delà de l'extrémité des orteils à l'exclusion de la plante du pied

B1: Largeur de la plante du pied au même point que la mesure B

C: Circonférence du métatarsien

D: Circonférence prenant le cou-de-pied comme points de référence



N.B. pour les tailles C, D se réfèrent toujours à la circonférence totale du pied

#### ÉTAPE 2: Reportez-vous au tableau ci-dessous

N°	A	B	C	D	B1
20	13,30 cm	17,70 cm	19,00 cm	23,20 cm	6,92 cm
21	13,95 cm	18,15 cm	19,50 cm	23,85 cm	7,10 cm
22	14,60 cm	18,60 cm	20,00 cm	24,50 cm	7,28 cm
23	15,30 cm	19,05 cm	20,50 cm	25,15 cm	7,46 cm
24	15,95 cm	19,50 cm	21,00 cm	25,75 cm	7,64 cm
25	16,60 cm	19,95 cm	21,50 cm	26,40 cm	7,82 cm
26	17,30 cm	20,40 cm	22,00 cm	27,10 cm	8,00 cm
27	17,95 cm	20,85 cm	22,50 cm	27,65 cm	8,18 cm
28	18,60 cm	21,30 cm	23,00 cm	28,30 cm	8,36 cm
29	19,60 cm	21,80 cm	23,70 cm	29,05 cm	8,54 cm
30	19,95 cm	22,25 cm	24,30 cm	29,70 cm	8,72 cm
31	20,60 cm	22,70 cm	24,70 cm	30,35 cm	8,90 cm
32	21,30 cm	23,15 cm	25,20 cm	31,00 cm	9,08 cm
33	21,95 cm	23,60 cm	25,70 cm	31,65 cm	9,26 cm
34	22,55 cm	24,10 cm	26,50 cm	32,50 cm	9,44 cm
35	23,10 cm	24,55 cm	27,00 cm	33,15 cm	9,62 cm
36	23,90 cm	25,00 cm	27,50 cm	33,85 cm	9,80 cm
37	24,55 cm	25,45 cm	28,00 cm	34,50 cm	9,98 cm
38	25,25 cm	25,90 cm	28,60 cm	35,20 cm	10,16 cm
39	25,90 cm	26,35 cm	29,10 cm	35,90 cm	10,34 cm
40	26,55 cm	26,80 cm	29,60 cm	36,55 cm	10,52 cm
41	27,25 cm	27,25 cm	30,20 cm	37,20 cm	10,70 cm
42	27,90 cm	27,70 cm	30,70 cm	37,90 cm	10,88 cm
43	28,55 cm	28,15 cm	31,20 cm	38,55 cm	11,06 cm
44	29,25 cm	28,60 cm	31,70 cm	39,25 cm	11,24 cm
45	29,90 cm	29,05 cm	32,30 cm	39,90 cm	11,42 cm